



CIDEZYME

ФЕРМЕНТАТИВНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

РУЧНАЯ ОЧИСТКА

Ферментативное моющее средство CIDEZYME обладает быстрым и мягким действием и предназначено для предварительного замачивания и тщательной очистки эндоскопического оборудования и других инструментов медицинского назначения перед дезинфекцией.

ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Средство CIDEZYME рекомендуется использовать для очистки медицинских инструментов, совмещая с растворами для дезинфекции высокого уровня производства ASP.

- Мягкая и эффективная очистка с ферментом протеазой и сурфактантами
- Удобство применения
- Превосходная совместимость с различными материалами
- Просто в использовании





CIDEZYME

ФЕРМЕНТАТИВНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- **МЯГКАЯ ОЧИСТКА** — благодаря ферменту протеазе средство разлагает белки крови, слизи, каловых масс, содержащихся в биологических загрязнениях при минимальной механической очистке.
- **ЭФФЕКТИВНАЯ ОЧИСТКА** — благодаря сурфактантам, которые снижают поверхностное натяжение воды, что позволяет раствору проникать в труднодоступные места, такие как каналы эндоскопа, и эффективно удалять липиды и жиры.
- **ЛЕГКО СМЫВАЕТСЯ** — малое пенообразование и нейтральный pH предотвращают образование остатков, что обеспечивает эффективность дезинфекции высокого уровня.
- **ПРИЯТНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ** — мятная отдушка маскирует неприятные запахи грязных инструментов.
- **УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** — средство дозируется с помощью насадки.

СОВМЕСТИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ

Ферментативное моющее средство CIDEZYME может быть использовано для очистки широкого спектра изделий из металлов, пластмасс и эластомеров. Гибкая совместимость позволяет использовать раствор во всех случаях, когда необходима тщательная очистка медицинского инструментария.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

CIDEZYME относится к IV классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007 - 76

РАБОЧАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ	0,8 или 1,6%-й раствор моющего средства CIDEZYME
ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ	15 минут
СРОК ГОДНОСТИ РАБОЧЕГО РАСТВОРА	Однократное применение
СРОК ГОДНОСТИ	2 года
СРОК ГОДНОСТИ ВСКРЫТОЙ КАНИСТРЫ	До истечения срока годности см. на упаковке
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	15...30 °C
УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ	Слив в канализацию или в соответствии с правилами, принятыми в стационаре

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ПРОДУКТА	ОПИСАНИЕ	ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА
2258	CIDEZYME	12 канистр по 1 литру
2260	CIDEZYME	4 канистры по 5 литров



Ферментативное моющее средство CIDEZYME также может быть использовано для обработки инструментов в мочечно-дезинфицирующих аппаратах, в соответствии с рекомендациями производителя.

Пожалуйста, внимательно прочтите и следуйте инструкции к препарату CIDEZYME, включающей подробную информацию о средстве.

Для получения более подробной информации обратитесь к специалистам по продукции компании ASP

Россия:

121614,
г. Москва,
ул. Крылатская,
д. 17, корп. 3
Тел.: +7 (495) 580 77 77

197101,
г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб.,
д. 36, литер А, оф. 304
Тел.: +7 (812) 346-75-61

443110,
г. Самара,
ул. Лесная,
д. 23, корп. 1, офис 404
Тел.: +7 (846) 227-93-70

620014,
г. Екатеринбург,
пр. Ленина
д. 25, оф. 4.110
Тел.: +7 (343) 379-55-45

603006,
г. Нижний Новгород,
ул. Ковалихинская д. 8,
6 этаж, оф. 610, оф. 611
Тел.: +7 (831) 296-98-38

630132,
г. Новосибирск,
ул. Красноярская,
д. 35, оф. 301
Тел.: +7 (383) 230-31-01

344010,
г. Ростов-на-Дону,
пр. Буденновский,
д. 60, 3 этаж, оф. 303
Тел.: +7 (863) 204-14-73

Украина:

04070, г. Киев,
ул. Григория Сковороды,
д. 19
Тел.: +(38044) 490-64-64

Республика Беларусь:

220030, г. Минск,
ул. Мясникова д. 70,
5-й этаж, оф. 517
Тел.: +3 (7517) 226-43-33

Казахстан:

050040, г. Алматы,
ул. Тимирязева,
д. 42, оф. 23А
Тел.: +7 (727) 356-88-11

Армения:

0002, г. Ереван,
ул. Сарьяна, д. 12, офис 7
Тел.: +8 10 (3741) 056-07-14

Грузия:

0186, г. Тбилиси,
ул. Гамрекели, д. 19
Тел.: +9 (9532) 237-77-28

Азербайджан:

1138, г. Баку,
ул. Ахмеда Джамилы,
д. 64/66
Тел.: + (99412) 510-19-64

ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS

Division of Medos International Sàrl

a **Johnson & Johnson** company

Для медицинских специалистов. Товар сертифицирован.
№ РУ: RU.77.99.01.002.E.022497.0611 от 27.06.2011