



Очистка, дезинфекция, стерилизация, уборка

Erisan OXY+

Описание: «ЭРИСАН ОКСИ +» представляет собой гранулированный порошок белого цвета, хорошо растворимый в воде. Средство расфасовано в индивидуальные пакеты из комбинированного материала (фольга и ламинированная бумага) по 50 г; в картонные коробки массой 1420 г, 4,0 кг

Свойства: Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза), вирусов (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус), грибов родов Кандида и дерматофитов, плесневых грибов. Средство имеет хорошие моющие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. Средство относится к 4 и 5 классу малоопасных и практически нетоксичных веществ. Обеззараживание способом протирания можно проводить в присутствии людей

Состав:

Перкарбонат натрия	> 30%	- действующее вещество
ТАЕД	5-15%	- антикоррозийный компонент
Комплексо-образователь	> 30%	
Поверхностно-активные вещества	< 5%	- очиститель
рН рабочих растворов	7,5%	

Применение: Предназначен для применения в ЛПУ и лабораториях, в стоматологии, в детских дошкольных, школьных и оздоровительных учреждениях, предприятиях общественного питания, а также на других коммунальных объектах. При обработке изделий медицинского назначения эффективен для обработки эндоскопов (ДВУ эндоскопов 5-15 мин, стерилизация 30 мин.) Способ применения и меры предосторожности подробно изложены в инструкции по применению «ЭРИСАН ОКСИ +» .

Упаковка: 50х 50 гр/ пакеты
1420 гр /картонная коробка
4 кг /картонная коробка

Хранение: 2 года