



# CIDEX® OPA

РАСТВОР ОРТО-ФТАЛЕВОГО АЛЬДЕГИДА

## ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

Со времени появления на рынке в 1999 г. тысячи учреждений здравоохранения во всем мире используют раствор CIDEX® OPA в ежедневной практике для безопасной дезинфекции высокого уровня гибких эндоскопов и других изделий медицинского назначения.

## ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Раствор CIDEX® OPA содержащий 0,55 % орто-фталевое альдегида, прошел необходимые испытания и был сертифицирован в качестве высококачественного средства для дезинфекции высокого уровня.

- Эффективен
- Быстро действует
- Экономически выгоден
- Прост в применении
- Совместим с различными материалами





# CIDEX® OPA

РАСТВОР ОРТО-ФТАЛЕВОГО АЛЬДЕГИДА

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- **ЭФФЕКТИВЕН** — позволяет достичь ДВУ всего за 5 минут при 20 °С.
- **БЫСТРО ДЕЙСТВУЕТ** — быстрый оборот инструментов за счет короткой экспозиции.
- **МНОГОКРАТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ** — многократное использование до 14 дней при условии контроля минимальной эффективности средства при помощи тест-полосок CIDEX® OPA.
- **ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДЕН** — высокая продуктивность снижает затраты на каждый цикл дезинфекции.
- **ПРОСТ В ПРИМЕНЕНИИ** — раствор со слабым запахом — не требует активации или смешивания.
- **БЕЗОПАСЕН В ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ** — благодаря низкому давлению насыщенных паров в рабочей концентрации уменьшается количество вдыхаемых паров средства; готовый к применению раствор снижает количество манипуляций.
- **ПРЕВОСХОДНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С РАЗЛИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ** — может безопасно использоваться для дезинфекции различных инструментов, снижается риск повреждения, уменьшаются затраты на ремонт.
- **ПРОСТАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ** при помощи тест-полосок CIDEX® OPA.

## СОВМЕСТИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ

Раствор CIDEX® OPA характеризуется превосходной совместимостью с различными материалами и может применяться для дезинфекции широкого спектра инструментов медицинского назначения, изготовленных из алюминия, латуни, меди, нержавеющей стали, пластика, эластомеров и стоматологических материалов. Подробная информация содержится в инструкции по применению.

## ХАРАКТЕР ДЕЙСТВИЯ

Раствор CIDEX® OPA обладает широким спектром действия против бактерий, микобактерий, вирусов и грибов.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

CIDEX® OPA относится к IV классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007 - 76

КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА	0,55% орто-фталевый альдегид
ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ	ДВУ: 5 минут при 20 °С
СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	До 14 дней
СРОК ГОДНОСТИ РАБОЧЕГО РАСТВОРА	2 года
СРОК ГОДНОСТИ ВСКРЫТОЙ КАНИСТРЫ	75 дней
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	15...30 °С
УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ	Слив в канализацию или в соответствии с правилами, принятыми в стационаре

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД ПРОДУКТА	ОПИСАНИЕ	ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА
20391	Раствор CIDEX® OPA	4 × 3,8 литров
CX20393	Тест-полоски CIDEX® OPA	2 × 15/пенал



Раствор CIDEX® OPA также может применяться для обработки инструментов в моечно-дезинфицирующих аппаратах в соответствии с рекомендациями производителей оборудования.

Прежде чем использовать раствор CIDEX® OPA необходимо внимательно прочитать инструкции по применению и следовать им. В том числе следует внимательно ознакомиться с информацией о противопоказаниях, предупреждениями и правилами использования раствора.

**ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ ASP**

### Россия:

121614,  
г. Москва,  
ул. Крылатская,  
д. 17, корп. 3  
Тел.: +7 (495) 580 77 77

197101,  
г. Санкт-Петербург,  
Петроградская наб.,  
д. 36, литер А, оф. 304  
Тел.: +7 (812) 346-75-61

443110,  
г. Самара,  
ул. Лесная,  
д. 23, корп. 1, офис 404  
Тел.: +7 (846) 227-93-70

620014,  
г. Екатеринбург,  
пр. Ленина  
д. 25, оф. 4.110  
Тел.: +7 (343) 379-55-45

603006,  
г. Нижний Новгород,  
ул. Ковалихинская д. 8,  
6 этаж, оф. 610, оф. 611  
Тел.: +7 (831) 296-98-38

630132,  
г. Новосибирск,  
ул. Красноярская,  
д. 35, оф. 301  
Тел.: +7 (383) 230-31-01

344010,  
г. Ростов-на-Дону,  
пр. Буденновский,  
д. 60, 3 этаж, оф. 303  
Тел.: +7 (863) 204-14-73

### Украина:

04070, г. Киев,  
ул. Григория Сковороды,  
д. 19  
Тел.: +(38044) 490-64-64

### Республика Беларусь:

220030, г. Минск,  
ул. Мясникова д. 70,  
5-й этаж, оф. 517  
Тел.: +3 (7517) 226-43-33

### Казахстан:

050040, г. Алматы,  
ул. Тимирязева,  
д. 42, оф. 23А  
Тел.: +7 (727) 356-88-11

### Армения:

0002, г. Ереван,  
ул. Сарьяна, д. 12, офис 7  
Тел.: +8 10 (3741) 056-07-14

### Грузия:

0186, г. Тбилиси,  
ул. Гамрекели, д. 19  
Тел.: +9 (9532) 237-77-28

### Азербайджан:

1138, г. Баку,  
ул. Ахмеда Джамила,  
д. 64/66  
Тел.: + (99412) 510-19-64

## ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS

Division of Medos International Sàrl

a **Johnson & Johnson** company

Для медицинских специалистов. Товар сертифицирован.  
№ РУ: RU.77.99.21.002.E.012095.08.12 от 02.08.2012